

# Getreideprober Hecto

## Handliches Volumen-Messgerät

Bis zu fünfmal schneller als herkömmliche mechanische Bestimmungen

- Schüttdichte für Gerste, Hafer, Roggen und Weizen
- Robuste Bauart (Edelstahl), 0,5 Liter
- Einfache und leichte Bedienung
- Mobil einsetzbar und netzunabhängig
- Genaue Messwerte



### Funktion

Abschneidemesser in das Chondrometer einschieben. Vorlaufkörper einsetzen und die Getreideprobe einfüllen. Abschneidemesser rasch herausziehen. Der Vorlaufkörper und das Getreide fallen in den unteren Teil des Chondrometers. Mit dem Abschneidemesser das Volumen exakt schneiden. Überschüssiges Getreide ausschütten und den Inhalt auf der kompakten Digitalwaage verwiegen. Anschließend erfolgt die Bestimmung der Schüttdichte (kg/hl) der einzelnen Getreidearten anhand der beiliegenden Vergleichstabelle. Besonders geeignet für Landwirte, Hochschulen und Feldversuche. Der Getreideprober Hecto entspricht nicht dem aktuellen Eichrecht in Deutschland!



### Technische Daten

Produkt	Ausführung	Abmessungen Koffer	Gewicht mit Koffer	Artikelnummer
Getreideprober Hecto	mit Waage	425x340x115 mm	4,5 kg	1745 1000
Getreideprober Hecto	ohne Waage	425x340x115 mm	4,0 kg	1745 1001